

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE SpA

53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020





Sede Legale e Amministrazione
20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE

PRODOTTO/PRODUCT ESR CONTROL CUBE

REF: 10435 (4x9 ml)
10436 (2x9 ml)

REAGENTI/REAGENTS

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	914	914	914
	2023-04	2023-04	2023-04
	2024-10	2024-10	2024-10

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
VES-Matic Cube 30	6	1-14	69	44-94	OFF
VES-Matic Cube 80/VES-Matic Cube 200/Ves-Matic Cube Track	6	1-14	50	25-75	OFF
MINI-CUBE/Cube 30 touch/ Ves Matic 5	5	1-14	45	20-65	ON

Data/Date

28/04/2023

Testato da/Tested by:


Katia Tanzini

Approvato da/Approved by:


Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)