


## iRapid SARS-CoV-2 Quant “Neutralizing” Ab

DETERMINAZIONE DELLO STATO IMMUNITARIO DOPO  
L'INFEZIONE O LA VACCINAZIONE



# iRapid SARS-CoV-2 Quant “Neutralizing” Ab

Test immunocromatografico per la determinazione **semiquantitativa** degli anticorpi IgG anti-S1 (RBD) del virus SARS-CoV-2 in siero umano, plasma e sangue intero prelevato da polpastrello. Il test è esclusivamente **per uso professionale** ed è inteso come ausilio nella **determinazione dello stato immunitario dopo l'infezione o la vaccinazione.**

## Benefici del Test Rapido



### Veloce e semplice

Ottieni risultati in pochi minuti. Non è necessario trasportare il campione biologico in un laboratorio. Risultati facili da leggere. Non è necessaria alcuna attrezzatura aggiuntiva.



### Affidabile

Qualità di laboratorio diagnostico disponibile su dispositivo a flusso laterale. Risultati espressi in BAU/ml standardizzati contro il primo Standard Internazionale del WHO anti-SARS-CoV-2 (20/136).



### Comprovata Qualità

Sensibilità: 96.1% CI<sub>95%</sub>: 92.7 – 97.9  
Specificità: 98.1% CI<sub>95%</sub>: 96.5 – 98.9



### Comfort del paziente

Pungidito indolore per il prelievo del sangue.

## Ogni kit contiene :

- 20 dispositivi singoli ognuno sigillato in un sacchetto di alluminio con essiccante.
- 20 micropipette calibrate (tubi capillari) in grado di erogare 20 µL accuratamente.
- 20 pungidito (per sangue intero)
- 20 tamponi imbevuti di alcol
- 1 soluzione tampone in contenitore contagocce



NOME	TEST	CODICE
iRapid SARS-CoV-2 Quant “Neutralizing” Ab	20	70100