



CATALOGO **2024**

CATALOGO 2024

DIESE DIAGNOSTICA SENESE SPA SOCIETÀ BENEFIT

Strada dei Laghi 39
53035 Monteriggioni (SI), Italy

Customer Care: +39 0577 319554

venditeitalia@diesse.it
www.diesse.it



Azienda con sistema di gestione qualità
certificato secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2015 e EN ISO 13485:2016





INTRODUZIONE

DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. - Società Benefit è un'azienda italiana con produzione integrata e interamente in-house di soluzioni diagnostiche per il sistema immunitario. Sin dalla sua fondazione nel 1980, l'azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato sistemi diagnostici innovativi principalmente nel settore della immunodiagnostica e della misurazione automatica della VES. L'azienda ha una presenza globale in oltre 100 paesi, ha 1 sede produttiva e 1 centro di ricerca in cui la progettazione e la realizzazione di test e di nuovi strumenti di rilevazione diagnostica automatizzata incontrano il design italiano e la tecnologia d'avanguardia, identificando **DIESSE** come la "Diagnostics for the Immune System".

CATALOGO

LINEA VES MATIC CUBE	10
LINEA VES MATIC Original	12
LINEA CHORUS	16
LINEA ENZYWELL	46
LINEA AUTO-DAT	50
INDICE GENERALE PRODOTTI	54
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	68

LINEA
VES



LINEA VES Matic CUBE

strumenti

VES-MATIC 5

Strumento automatico per la determinazione della VES direttamente dalla provetta in EDTA (190 campioni/ora).

Il sistema è interfacciabile e può utilizzare molteplici tipi di rack.

Il primo risultato viene presentato dopo 24 minuti.

Collegamento bidirezionale a host computer.

1 pz.

10360

CUBE 30 TOUCH

Strumento automatico per la determinazione della VES direttamente dalla provetta in EDTA su 30 campioni simultaneamente e random access. Lettura automatica dei codici a barre, mescolamento per inversione completa dei campioni, collegamento bidirezionale a host computer e stampante interna.

1 pz.

10395

MINI-CUBE

Strumento automatico per la determinazione della VES direttamente dalla provetta in EDTA su 4 campioni simultaneamente e random access. Munito di porta seriale USB e Bluetooth per collegamento a personal computer, smart-phone e tablet.

1 pz.

10392

accessori

TEST DEVICE NEXT 500	500 test	10293
TEST DEVICE NEXT 1K	1.000 test	10294
TEST DEVICE NEXT 5K	5.000 test	10296
TEST DEVICE NEXT 10K	10.000 test	10297

Speciale dispositivo per la ricarica di un numero predeterminato di esami di VES da utilizzare esclusivamente negli strumenti VES-MATIC 5, CUBE 30 Touch e MINI-CUBE.

ESR CONTROL CUBE	4x9 ml	10435
	2x9 ml	10436

Sangue di controllo per VES test, da utilizzare con i sistemi di VES MATIC CUBE. Contiene flaconi per il controllo con valori normali e flaconi per il controllo con valori patologici. Completo di etichette con codice a barre da apporre sui tubi.

SEDICHECK CUBE 30	4x3 ml	10439
--------------------------	---------------	--------------

Materiale di Controllo per VES test, da utilizzare con i sistemi MINI-CUBE, CUBE 30 Touch e VES-MATIC 5. Contiene quattro flaconi etichettati, due per il controllo con valori normali e due per il controllo con valori patologici.

SEDICHECK CUBE 200/80	4x3 ml	10438
------------------------------	---------------	--------------

Materiale di Controllo per VES test, da utilizzare con i sistemi di VES MATIC CUBE 200, VES MATIC CUBE 80 e VES-MATIC 5. Contiene quattro flaconi etichettati, due per il controllo con valori normali e due per il controllo con valori patologici.

VM5 TROLLEY	1 pz.	30007330
--------------------	--------------	-----------------

Carrello di supporto dedicato al VES MATIC 5. Dotato di quattro ruote piroettanti con blocco. Piano portacampioni estraibile e vano contenitore interno.

DIESSE PRINTER BLUETOOTH	1 pz.	R21430440
---------------------------------	--------------	------------------

Stampante termica Bluetooth personalizzata per MINI-CUBE per la stampa automatica dei risultati.

DIESSE PRINTER BLUETOOTH THERMAL PAPER	1 pz.	10404
---	--------------	--------------

Carta termica per DIESSE PRINTER BLUETOOTH.

THERMAL PAPER	1 pz.	10403
----------------------	--------------	--------------

Carta termica per strumenti VES MATIC CUBE E VES MATIC Original.

MINI POWER BANK	1 pz.	10412
------------------------	--------------	--------------

Power bank esterno per consentire allo strumento MINI-CUBE di funzionare anche senza collegamento all'alimentazione.



LINEA VES MATIC Original

strumenti

VES MATIC Original

Strumento automatico per la determinazione della VES con provetta dedicata in citrato, fino a 30 campioni simultaneamente e random access. Mescolamento automatico dei campioni per inversione completa. Lettura automatica del codice a barre e stampante integrata.

1 pz.

10340

accessori

TEST DEVICE ORIGINAL 4K

Speciale dispositivo per la ricarica di un numero predeterminato di esami di VES da utilizzare esclusivamente nello strumento VES MATIC Original.

4.000 test

10270

ESR CONTROL

Sangue di controllo per l'esame della VES da usare con i sistemi VES MATIC Original. Contiene flaconi per il controllo con valori normali e flaconi per il controllo con valori patologici.

**2x9 ml
4x9 ml**

**10434
10430**

LETTORE BARCODE ESTERNO LINEA VES

Letttore barcode esterno per tutti gli strumenti delle linee VES MATIC Original e VES MATIC CUBE.

1 pz.

P20550510

THERMAL PAPER

Carta termica per strumenti VES MATIC CUBE e VES MATIC Original.

1 pz.

10403

LINEA VES MATIC Original

sistemi di prelievo ed analisi

VACU-TEC

100 test**10200**

Provette di prelievo a riempimento sottovuoto, complete di controprovette, contenenti soluzione di citrato di sodio per l'esecuzione diretta della VES. Capacità 1 ml di campione.

VACU-TEC CUVETTE-L

200 test**10208**

Provette di prelievo, senza controprovette, a riempimento sottovuoto contenenti soluzione di citrato di sodio per l'esecuzione diretta della VES. Complete di etichetta identificativa. Capacità 1 ml di campione.

VACU-TEC DOUBLE LABEL

100 test**10200/W**

Provette di prelievo a riempimento sottovuoto, complete di controprovette, contenenti soluzione di citrato di sodio per l'esecuzione diretta della VES, con doppia etichetta per l'identificazione del campione. Capacità 1 ml di campione.

VES-TEC

100 test**10201/A**

Provette di prelievo, complete di controprovette, contenenti soluzione di citrato di sodio per l'esecuzione diretta della VES. Capacità 1 ml di campione.

VES-TEC CUVETTE-L

200 test**10214**

Provette di prelievo, senza controprovette, contenenti soluzione di citrato di sodio per l'esecuzione diretta della VES. Complete di etichetta identificativa. Capacità 1 ml di campione.



LINEA

IMMUNOMETRIA





LINEA **CHORUS**

strumento

CHORUS TRIO

Sistema automatico multiparametrico random access per singoli dosaggi immunometrici con dispositivi monotest pronti all'uso.

1 pz.

81200

CHORUS TRIO RAS

Sistema automatico multiparametrico random access per singoli dosaggi immunometrici con dispositivi monotest pronti all'uso.
Predisposto per l'accessorio AutoSampler (81210)

1 pz.

81220



accessori

CHORUS AUTOSAMPLER

Pipettatore automatico per la dispensazione dei campioni nei dispositivi diagnostici, da associare al CHORUS Trio RAS (81220).

1 pz.

81210

CHORUS AUTOSAMPLER UPGRADE KIT

Pipettatore automatico per la dispensazione dei campioni nei dispositivi diagnostici, da associare al CHORUS Trio (81200).

1 pz.

81215

CHORUS EXPANDER UPGRADE KIT

1 pz.

83600

THERMAL PAPER

Carta termica per stampante.

4 pz.

83610

TIPS FOR CHORUS AUTOSAMPLER

Puntali per automazione da utilizzare con l'accessorio Autosampler

10x96 pz.

83611

reagenti comuni

CHORUS NEGATIVE CONTROL/SAMPLE DILUENT	1x5 ml	83607
Soluzione da utilizzare come controllo negativo e come diluente per campioni a titolo anticorpale elevato.		
CLEANING SOLUTION 2000	4x20 ml	83609
Soluzione di lavaggio per tuberie e aghi campionatori. Concentrata 2000 volte.		
SANITIZING SOLUTION	1x20 ml	83604
Soluzione sanitizzante per tuberie e aghi campionatori. Concentrata 1000 volte		
WASHING BUFFER	4x100 ml	83606
Tampone di lavaggio per la pulizia dei pozzetti di reazione. Concentrata 10 volte.		
WASHING BUFFER AUTOIMMUNITY	12x20 ml	86004
Tampone di lavaggio per la pulizia dei pozzetti di reazione. Concentrata 50 volte.		

malattie infettive

ToRCH

CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG	36 test	81010
Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-Cytomegalovirus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY	12 test	81092
Kit per la determinazione qualitativa dell'avidità degli anticorpi IgG anti-Cytomegalovirus nel siero umano. Completo di controllo avidità.		
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgM	36 test	81011
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Cytomegalovirus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgM CAPTURE	36 test	81012
Kit a cattura per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Cytomegalovirus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgG	36 test	81020
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Herpes simplex (tipo 1 e 2) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgM	36 test	81021
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Herpes simplex (tipo 1 e 2) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant	36 test	81023
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Herpes simplex (tipo 1) nel siero umano mediante l'uso di antigeni ricombinanti. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant	36 test	81029
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Herpes simplex (tipo 2) nel siero umano mediante l'uso di antigeni ricombinanti. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS HSV 1 SCREEN	36 test	81018
Kit per la determinazione qualitativa delle immunoglobine anti-Herpes simplex (tipo 1) nel siero umano con metodo immunoenzimatico a competizione. Completo di calibratore e controllo positivo.		

malattie infettive

CHORUS HSV 2 SCREEN

Kit per la determinazione qualitativa delle immunoglobine anti-Herpes simplex (tipo 2) nel siero umano con metodo immunoenzimatico a competizione. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81019****CHORUS RUBELLA IgG**

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-Rosolia nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81030****CHORUS RUBELLA IgG AVIDITY**

Kit per la determinazione qualitativa dell'avidità degli anticorpi IgG anti-Rosolia nel siero umano. Completo di controllo avidità.

12 test**81095****CHORUS RUBELLA IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Rosolia nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81031****CHORUS TOXOPLASMA IgA**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Toxoplasma gondii nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81043**
81043/12**12 test****CHORUS TOXOPLASMA IgA CAPTURE**

Kit a cattura per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Toxoplasma gondii nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81044****CHORUS TOXOPLASMA IgG**

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-Toxoplasma gondii nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81040****CHORUS TOXOPLASMA IgG AVIDITY**

Kit per la determinazione qualitativa dell'avidità degli anticorpi IgG anti-Toxoplasma gondii nel siero umano. Completo di controlli avidità.

12 test**81098****CHORUS TOXOPLASMA IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Toxoplasma gondii nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81041****CHORUS TOXOPLASMA IgM CAPTURE**

Kit a cattura per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Toxoplasma gondii nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81042**

MALATTIE INFANTILI

CHORUS MEASLES IgG

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Morbillo nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81072****CHORUS MEASLES IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Morbillo nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81073****81073/12****CHORUS MUMPS IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Parotite nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81075****CHORUS MUMPS IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Parotite nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81076****81076/12****CHORUS PARVOVIRUS B19 IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Parvovirus B19 nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81150****CHORUS PARVOVIRUS B19 IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Parvovirus B19 nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81152****CHORUS VARICELLA IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Varicella nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81078****CHORUS VARICELLA IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Varicella nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81079****81079/12**

VACCINABILI

CHORUS DIPHTHERIA IgG

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-Tossina siero e plasma umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81266****81266/12****CHORUS POLIOVIRUS IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Poliovirus nel siero e plasma umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81264****81264/12****CHORUS TETANUS IgG**

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-Tossina Tetanica nel siero e nel plasma umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test**81270****81270/12**

malattie infettive

INFEZIONI BATTERICHE RESPIRATORIE

CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN IgA 36 test 81274

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgA anti-tossina della Bordetella pertussis nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN IgG 36 test 81272

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-tossina della Bordetella pertussis nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA 36 test 81252

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgA anti-Chlamydomphila pneumoniae IgA nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG 36 test 81250

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-Chlamydomphila pneumoniae IgG nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM 36 test 81251

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Chlamydomphila pneumoniae IgM nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG 36 test 81090
12 test 81090/12

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Legionella pneumophila sierotipi 1-6 nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG 36 test 81091
12 test 81091/12

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Legionella pneumophila sierotipo 1 nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM 36 test 81093
12 test 81093/12

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Legionella pneumophila nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA 36 test 81033

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgA anti-Mycoplasma pneumoniae nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG 36 test 81034

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-Mycoplasma pneumoniae nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM **36 test** **81035**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Mycoplasma pneumoniae nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

INFEZIONI VIRALI RESPIRATORIE

CHORUS ADENOVIRUS IgA **36 test** **81198**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Adenovirus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

12 test

81198/12

CHORUS ADENOVIRUS IgG **36 test** **81196**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Adenovirus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

12 test

81196/12

CHORUS INFLUENZA A IgA **36 test** **81192**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Influenza A nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

12 test

81192/12

CHORUS INFLUENZA A IgG **36 test** **81190**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Influenza A nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

12 test

81190/12

CHORUS INFLUENZA B IgA **36 test** **81195**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Influenza B nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

12 test

81195/12

CHORUS INFLUENZA B IgG **36 test** **81193**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Influenza B nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

12 test

81193/12

CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgA **36 test** **81037**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Virus Respiratorio Sinciziale nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

12 test

81037/12

CHORUS RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS IgG **36 test** **81036**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Virus Respiratorio Sinciziale nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

12 test

81036/12

CHORUS SARS-CoV-2 IgA **36 test** **81402**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-SARS-CoV-2 virus. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS SARS-CoV-2 IgG **36 test** **81400**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-SARS-CoV-2 virus. Completo di calibratore e controllo positivo.

LINEA CHORUS

malattie infettive

CHORUS SARS-CoV-2 IgM Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-SARS-CoV-2 virus. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test	81401
CHORUS SARS-CoV-2 Screen Serum Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi totali anti-SARS-CoV-2 virus come ausilio nella determinazione della reazione immunitaria a SARS-CoV-2. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test	81406
CHORUS SARS-CoV-2 Antigen Kit per la determinazione semiquantitativa di SARS-CoV-2 virus in tampone nasofaringeo. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test	81410
CHORUS SARS-CoV-2 "NEUTRALIZING" Ab Kit per la determinazione semiquantitativa di SARS-CoV-2 virus in tampone nasofaringeo. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test	81408
CHORUS suPAR Kit per la determinazione quantitativa di suPAR per valutare la gravità dell'infezione e come COMPANION DIAGNOSTIC per la selezione dei pazienti idonei al trattamento con Anakinra. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test	81412

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Chlamydia trachomatis nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test	81261
CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Chlamydia trachomatis nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test	81262
CHORUS SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT Kit per la determinazione qualitativa delle immunoglobuline anti-Treponema pallidum (ceppo Nichols) nel siero umano, mediante l'uso di antigeni ricombinanti. Metodo immunoenzimatico. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test	81100
CHORUS TREPONEMA IgG Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Treponema pallidum (ceppo Nichols) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	81050 81050/12
CHORUS TREPONEMA IgM Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Treponema pallidum (ceppo Nichols) nel siero umano. Tecnica a cattura. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	81051 81051/12

INFEZIONI FUNGINE

CHORUS ASPERGILLUS GALACTOMANNAN Ag 36 test 81178

Kit per la determinazione qualitativa dell'antigene galattomannano di Aspergillus nel siero umano e nel fluido di lavaggio bronco alveolare (BAL). Completo di calibratore e controllo positivo.

MALATTIE GASTROINTESTINALI

CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgA 36 test 81062

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Helicobacter pylori nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgG 36 test 81060

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-Helicobacter pylori nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

MONONUCLEOSI

CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG 36 test 81058 12 test 81058/12

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Early Antigen del virus di Epstein-Barr nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM 36 test 81059 12 test 81059/12

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Early Antigen del virus di Epstein-Barr nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS EPSTEIN-BARR EBNA IgG 36 test 81057

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Antigene Nucleare del virus di Epstein-Barr nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS EPSTEIN-BARR VCA IgG 36 test 81055

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Capside del virus di Epstein-Barr nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS EPSTEIN-BARR VCA IgM II 36 test 81054

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Capside del virus di Epstein-Barr nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

malattie infettive

MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI

CHORUS CHIKUNGUNYA IgG	36 test	81133
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Chikungunya nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS CHIKUNGUNYA IgM	36 test	81134
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Chikungunya nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS DENGUE IgG	36 test	81154
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Dengue nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS DENGUE IgM Capture	36 tests	81157
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgG anti-Dengue nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS DENGUE NS1 (RUO)	36 tests	81155
Kit per la determinazione qualitativa dell'antigene Dengue NS1. Contiene calibratore e controllo positivo.		
CHORUS ZIKA IgG	36 tests	81158
Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi di classe IgG anti-Zika virus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS ZIKA IgM Capture	36 tests	81161
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgM anti-Zika virus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS ZIKA NS1 (RUO)	36 tests	81159
Kit per la determinazione qualitativa dell'antigene Zika NS1. Contiene calibratore e controllo positivo.		
CHORUS WEST NILE VIRUS IgG	36 tests	81174
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgG anti- West Nile Virus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS WEST NILE VIRUS IgM	36 tests	81176
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgM anti- West Nile Virus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		

CHORUS TOSCANA VIRUS IgG (Sandfly Fever Virus) **36 test** **81067**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Toscana Virus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo. **12 test** **81067/12**

CHORUS TOSCANA VIRUS IgM (Sandfly Fever Virus) **36 test** **81068**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Toscana Virus nel siero umano. Tecnica a cattura. Completo di calibratore e controllo positivo. **12 test** **81068/12**

ZOONOSI

CHORUS BORRELIA IgG **36 test** **81046**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Borrelia burgdorferi nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS BORRELIA IgG CSF **12 test** **81048**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Borrelia burgdorferi nel liquor. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS BORRELIA IgM **36 test** **81047**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Borrelia burgdorferi nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS BRUCELLA IgG **36 test** **81164**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Brucella nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS BRUCELLA IgM **36 test** **81166**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Brucella nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS ECHINOCOCCUS IgG **12 test** **81284**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Echinococcus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS Q FEVER PHASE II IgG **36 test** **81171**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Coxiella burnetii nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS Q FEVER PHASE II IgM **36 test** **81172**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Coxiella burnetii nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgG **36 test** **81276**
 Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-Tick-Borne Encephalitis virus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

malattie infettive

CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS VIRUS IgM **36 test** **81277**
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Tick-Borne Encephalitis virus nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS TOXOCARA IgG **12 test** **81280**
Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Toxocara nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

MARCATORI DI INFIAMMAZIONE

CHORUS suPAR EXTENDED **36 tests** **81414**
Kit per la determinazione quantitativa di suPAR, utilizzato come ausilio nel monitoraggio dello stato fisiologico o patologico del paziente. Completo di calibratore e controllo positivo.

ANTIGENI FECALI

CHORUS CALPROTECTIN **12 test** **86600**
Kit per la determinazione quantitativa dell'antigene Calprotectina in campione di feci umane. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS CALPROTECTIN **16 test** **86600/C03**
Kit per la determinazione quantitativa della Calprotectina nelle feci umane. Completo di calibratore e controllo positivo. Da utilizzare solo con CHORUS TRIO con CPU 03.

CHORUS CALPROTECTIN K **12 test** **86601**
Kit per la determinazione quantitativa dell'antigene Calprotectina in campione di feci umane. Completo di calibratore e controllo positivo (Range di calibrazione fino a 1000 mg/kg).

NEW!

CHORUS CALPROTECTIN 3RD GENERATION **36 det.** **86603**
Kit per la determinazione quantitativa dell'antigene Calprotectina in campione di feci umane. Completo di calibratore e controllo Positivo. Range di calibrazione fino a 1000 mg/kg.

CHORUS COPROCOLLECT **20 pz.** **86602**
Dispositivo per la raccolta, il trasporto e l'estrazione del campione di feci umane. (Per kit Calprotectin 86603, 86600, 86600/C03 e 86601)

CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B TOXINS **12 test** **81170**
Kit per la determinazione qualitativa delle tossine A e B del batterio Clostridium difficile in campione di feci umane. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH **12 test** **81168**
 Kit per la determinazione qualitativa dell'antigene battericida del Clostridium difficile in campione di feci umane. Completo di calibratore e controllo positivo.

CHORUS HELICOBACTER PYLORI Ag **12 test** **81063**
 Kit per la determinazione qualitativa dell'antigene Helicobacter pylori in campione di feci umane. Completo di calibratore e controllo positivo.

ANTIGENI URINARI

CHORUS LEGIONELLA URINARY ANTIGEN **12 test** **81301**
 Kit per la determinazione qualitativa dell'antigene urinario della Legionella pneumophila in campione di urine umane. Completo di calibratore e controllo positivo.

metabolismo osseo

CHORUS 25 OH VITAMIN D TOTAL **36 test** **86900**
 Kit per la determinazione quantitativa delle vitamine D 25 (OH) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

autoimmunità

REUMATOLOGIA

CHORUS ANA-8 **36 test** **86010**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG verso 8 diversi **12 test** **86010/12**
 antigeni nucleari: U1-snRNP 70 kDa, SS-B, SS-A 60/52 kDa, Scl-70, Cenp-B, Jo-1, complesso snRNP (snRNP/Sm), Sm nel siero umano (screening). Contiene calibratore e controllo positivo.

CHORUS ANA-SCREEN **36 test** **86014**
 Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG verso le cellule **12 test** **86014/12**
 HEp2 nel siero umano, fase solida arricchita con antigeni nucleari purificati: dsDNA, SS-B, SS-A 60/52 kDa, Scl-70, Jo-1, complesso snRNP (snRNP/Sm), Sm. Contiene calibratore e controllo positivo.

CHORUS anti-CCP **36 test** **86094**
 Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG verso **12 test** **86094/12**
 peptidi citrullinati ciclici nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

CHORUS Cenp-B **36 test** **86028**
 Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti- **12 test** **86028/12**
 proteina B centromerica 80 kDa (Cenp-B) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

CHORUS dsDNA-G **36 test** **86032**
 Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-DNA **12 test** **86032/12**
 a doppio filamento (dsDNA) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

autoimmunità

CHORUS dsDNA-M

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgM anti-DNA a doppio filamento (dsDNA) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86034****86034/12****CHORUS ENA-6 S**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG verso 6 diversi antigeni nucleari: SS-B, SS-A 60/52 kDa, Scl-70, Jo-1, complesso snRNP (snRNP/Sm), Sm nel siero umano (screening). Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86012****86012/12****CHORUS Jo-1**

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-Istidil-tRNA sintetasi umana (Jo-1) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86030****86030/12****CHORUS RF-G**

Kit per la determinazione semiquantitativa dei fattori reumatoidi di classe IgG nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86038****86038/12****CHORUS RF-M**

Kit per la determinazione quantitativa dei fattori reumatoidi di classe IgM nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86040****86040/12****CHORUS Scl-70**

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG verso il frammento DNA-topoisomerasi I (Scl-70) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86026****86026/12****CHORUS SM**

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-proteina Sm nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86016****86016/12****CHORUS snRNP-C**

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-complesso sn RNP nel siero umano (U1-snRNP Complex). Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86092****86092/12****CHORUS SS-A**

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG verso le proteine SS-A 60/52 kDa (già denominate Ro) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86018****86018/12****CHORUS SS-B**

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-proteina SS-B 48 kDa (già denominata La) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test**12 test****86024****86024/12**

CHORUS U1-70 RNP

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG verso il frammento da 70 kDa della ribonucleoproteina U1 nel siero umano (U1-70 RNP). Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86088
86088/12

TIROIDE**CHORUS a-TG**

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-tireoglobulina (Tg) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86072
86072/12

CHORUS a-TPO

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi IgG anti-tireoperossidasi (TPO) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86074
86074/12

CHORUS TRAb

Kit per la determinazione quantitativa degli anticorpi anti-recettore del TSH. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

86112

TROMBOSI**CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-G**

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti- β 2-glicoproteina I nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86050
86050/12

CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-M

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgM verso β 2-glicoproteina I nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86052
86052/12

CHORUS CARDIOLIPIN-G

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG verso il complesso cardiolipina- β 2-glicoproteina I nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86046
86046/12

CHORUS CARDIOLIPIN-M

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgM verso il complesso cardiolipina- β 2-glicoproteina I nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86048
86048/12

CHORUS PHOSPHOLIPID SCREEN-G

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti fosfolipidi nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test

86106

LINEA CHORUS

autoimmunità

CHORUS PHOSPHOLIPID SCREEN-M

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgM anti fosfolipidi nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test

86108

EPATOLOGIA

CHORUS AMA-M2

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-mitocondrio (proteina M2) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86084
86084/12

CHORUS LKM-1

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi (IgG) anti-microsomi (LKM-1 liver-kidney microsomes) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86080
86080/12

VASCULITE

CHORUS GBM

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG verso lamembrana glomerulare basale umana (GBM) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86070
86070/12

CHORUS MPO

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-mieloperossidasi (MPO) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86068
86068/12

CHORUS PR3

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-proteinasi 3 (PR3) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86066
86066/12

GASTROENTEROLOGIA

CHORUS ASCA-A

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgA verso i proteoglicani della parete cellulare di *Saccharomyces cerevisiae* nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86062
86062/12

CHORUS ASCA-G

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG verso i proteoglicani della parete cellulare di *Saccharomyces cerevisiae* nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.

36 test
12 test

86064
86064/12

CHORUS DEAMIDATED GLIADIN-A Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgA anti peptidi deamidati dell' α -gliadina nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	86098 86098/12
CHORUS DEAMIDATED GLIADIN-G Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti peptidi deamidati dell' α -gliadina nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	86100 86100/12
CHORUS GLIADIN-A Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgA anti- α -gliadina nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	86054 86054/12
CHORUS GLIADIN-G Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti- α -gliadina nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	86056 86056/12
CHORUS INTRINSIC FACTOR Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti- i fattore ntrinseco umano nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	86090 86090/12
CHORUS tTg-A Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgA anti-transglutaminasi tissutale nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	86058 86058/12
CHORUS tTg-G Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-transglutaminasi tissutale nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo.	36 test 12 test	86060 86060/12

NEW!**MONITORAGGIO DEI FARMACI BIOLOGICI**

CHORUS PROMONITOR INFLIXIMAB Kit per la determinazione quantitativa automatizzata di Infliximab (IFX) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 tests	86700
CHORUS PROMONITOR ANTI-INFLIXIMAB Kit di immunodosaggio per la determinazione semiquantitativa automatizzata di anticorpi anti-Infliximab nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 tests	86701
CHORUS PROMONITOR ADALIMUMAB Kit per la determinazione quantitativa automatizzata di Adalimumab (ADL) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.	36 tests	86702

LINEA CHORUS

autoimmunità

CHORUS PROMONITOR ANTI-ADALIMUMAB	36 tests	86703
Kit di immunodosaggio per la determinazione semiquantitativa automatizzata di anticorpi anti-Adalimumab nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS PROMONITOR ETANERCEPT	12 det.	86706
Kit per la determinazione quantitativa automatizzata di Etanercept (ETN) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS PROMONITOR GOLIMUMAB	12 det.	86708
Kit per la determinazione quantitativa automatizzata di Golimumab (GLM) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS PROMONITOR USTEKINUMAB	36 tests	86712
Kit per la determinazione quantitativa automatizzata di Ustekinumab (UTK) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS PROMONITOR ANTI-USTEKINUMAB	36 tests	86713
Kit di immunodosaggio per la determinazione semiquantitativa automatizzata di anticorpi anti-Ustekinumab nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS PROMONITOR VEDOLIZUMAB	36 tests	86710
Kit di immunodosaggio per la determinazione quantitativa automatizzata di Vedolizumab (VDZ) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS PROMONITOR ANTI-VEDOLIZUMAB	36 tests	86711
Kit di immunodosaggio per la determinazione semiquantitativa automatizzata di anticorpi anti-Vedolizumab nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		

endocrinologia

TIROIDE

CHORUS FT3	36 test	86518
Kit per la determinazione quantitativa della triiodotironina libera (FT3) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS FT4	36 test	86520
Kit per la determinazione quantitativa della tiroxina libera (FT4) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		
CHORUS TSH	36 test	86516
Kit per la determinazione quantitativa dell'ormone tireostimolante umano (hTSH) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.		

FERTILITÀ

CHORUS FSH

Kit per la determinazione quantitativa dell'ormone Follicolo Stimolante (FSH) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

86510

CHORUS LH

Kit per la determinazione quantitativa dell'ormone Luteinizzante (LH) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

86512

CHORUS PRL

Kit per la determinazione quantitativa dell'ormone Prolattina (PRL) nel siero umano. Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

86514

marcatori tumorali

CHORUS PSA

Kit per la determinazione quantitativa dell'Antigene Prostatico Specifico totale (tPSA), completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

86550

CHORUS TG

Kit per la determinazione quantitativa della tireoglobulina (Tg) nel siero umano. Contiene calibratore e controllo positivo liquidi.

36 test

86076

12 test

86076/12

CHORUS TG EXTENDED RANGE

Kit per la determinazione quantitativa della tireoglobulina umana (Tg). Completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

86110

anemia

CHORUS VIT B12

Kit per la determinazione quantitativa della VIT B12 nel siero umano, completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

86400

CHORUS FOLATE

Kit per la determinazione quantitativa di Folato nel siero umano, completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

86402

VITAMIN EXTRACTION

Kit per l'estrazione dei campioni necessario per l'esecuzione dei test CHORUS VIT B12 e CHORUS FOLATE.

72 test

86500

allergia

CHORUS Total IgE

Kit per la determinazione quantitativa delle IgE totali nel siero umano, completo di calibratore e controllo positivo.

36 test

88000

CHORUS IgE specifiche

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgE allergene-specifici nel siero umano con metodica a cattura ed uso di allergeni liquidi biotinilati, completi di calibratori e controlli positivi.

LINEA CHORUS

allergia

ACARI

CHORUS DERMATOPHAGÓIDES PTÉRONYSSINUS

Acaro della polvere

D1 12 test 88000-D1

CHORUS DERMATOPHAGÓIDES FARINAE

Acaro della farina

D2 12 test 88000-D2

CHORUS ACARUS SIRO

Acaro delle derrate

D70 12 test 88000-D70

EPITELI E PROTEINE ANIMALI

CHORUS CAT EPITHELIUM

Epitelio di gatto

E1 12 test 88000-E1

CHORUS DOG EPITHELIUM

Epitelio di cane

E2 12 test 88000-E2

CHORUS HORSE DANDER

Forfora di cavallo

E3 12 test 88000-E3

CHORUS DOG DANDER

Forfora di cane

E5 12 test 88000-E5

CHORUS nBOS d BSA, COW

(Bos spp.) BSA - Albumina Serica Bovina

E204 12 test 88000-E204

ALIMENTI

CHORUS EGG WHITE

Albume

F1 12 test 88000-F1

CHORUS COW MILK

Latte

F2 12 test 88000-F2

CHORUS COD

(Madus morhua) Merluzzo

F3 12 test 88000-F3

CHORUS WHEAT FLOUR

(Triticum aestivum) Frumento

F4 12 test 88000-F4

CHORUS RYE

(Secale cereale) Segale

F5 12 test 88000-F5

CHORUS MAIZE

(Zea mays) Granturco

F8 12 test 88000-F8

CHORUS RICE (<i>Oryza sativa</i>) Riso	F9	12 test	88000-F9
CHORUS PEA (<i>Pisum sativum</i>) Piselli	F12	12 test	88000-F12
CHORUS PEANUT (<i>Arachis hypogaea</i>) Arachide	F13	12 test	88000-F13
CHORUS SOYA BEAN (<i>Glycine max</i>) Semi di soia	F14	12 test	88000-F14
CHORUS WHITE BEAN (<i>Phaseolus vulgaris</i>) Fagioli bianchi	F15	12 test	88000-F15
CHORUS HAZELNUT (<i>Corylus avellana</i>) Nocciola	F17	12 test	88000-F17
CHORUS ALMOND (<i>Amygdalus communis</i>) Mandorla	F20	12 test	88000-F20
CHORUS CRAB (<i>Chionoecetes</i> spp) Granchio	F23	12 test	88000-F23
CHORUS SHRIMP (<i>Pandalus borealis</i> , <i>Penaeus monodon</i> , <i>Metapenaeopsis barbata</i> , <i>Metapenaeus joyneri</i>) Gambero	F24	12 test	88000-F24
CHORUS TOMATO (<i>Lycopersicon lycopersicum</i>) Pomodoro	F25	12 test	88000-F25
CHORUS CARROT (<i>Daucus carota</i>) Carota	F31	12 test	88000-F31
CHORUS POTATO (<i>Solanum tuberosum</i>) Patata	F35	12 test	88000-F35
CHORUS STRAWBERRY (<i>Fragaria vesca</i>) Fragola	F44	12 test	88000-F44
CHORUS YEAST (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) Lievito	F45	12 test	88000-F45
CHORUS ONION (<i>Allium cepa</i>) Cipolla	F48	12 test	88000-F48

allergia

CHORUS APPLE (Malus x domestica) Mela	F49	12 test	88000-F49
CHORUS CRESS (Lepidium sativum) Crescione	F64	12 test	88000-F64
CHORUS EGG YOLK Tuorlo	F75	12 test	88000-F75
CHORUS ALPHA-LACTALBUMIN Alfa-lattalbumina bovina	F76	12 test	88000-F76
CHORUS BETA-LACTOGLOBULIN Beta-lattoglobulina bovina	F77	12 test	88000-F77
CHORUS CASEIN Caseina bovina	F78	12 test	88000-F78
CHORUS GLUTEN Glutine	F79	12 test	88000-F79
CHORUS CHICKEN MEAT (Gallus spp.) Carne di pollo	F83	12 test	88000-F83
CHORUS CELERY (Apium graveolens) Sedano	F85	12 test	88000-F85
CHORUS CACAO (Theobroma cacao)	F93	12 test	88000-F93
CHORUS PEACH (Prunus persica) Pesca	F95	12 test	88000-F95
CHORUS CHOCOLATE Cioccolata	F105	12 test	88000-F105
CHORUS APRICOT (Prunus armeniaca) Albicocca	F237	12 test	88000-F237
CHORUS TANGERINE (Citrus reticulata) Mandarino	F302	12 test	88000-F302

GRAMINACEE

CHORUS SWEET VERNAL GRASS (Anthoxanthum odoratum) Paleino odoroso	G1	12 test	88000-G1
CHORUS BERMUDA GRASS (Cynodon dactylon) Erba canina	G2	12 test	88000-G2
CHORUS COCKSFOOT (Dactylis glomerata) Erba mazzolina	G3	12 test	88000-G3
CHORUS MEADOW FESCUE (Festuca eliator) Paleo dei prati	G4	12 test	88000-G4
CHORUS RYE-GRASS (lolium perenne) Loglierella	G5	12 test	88000-G5
CHORUS TIMOTHY GRASS (Phleum pratense) Coda di topo	G6	12 test	88000-G6
CHORUS MEADOW GRASS (Poa pretensis) Gramigna dei prati	G8	12 test	88000-G8
CHORUS CULTIVATED RYE (Secale cereale) Segale	G12	12 test	88000-G12

POLVERI

CHORUS HOUSE DUST GREER LABS INC. Polvere di casa (Acari - epiteli - insetti)	H1	12 test	88000-H1
CHORUS HOUSE DUST HOLLISTER-STIER LABS Polvere di casa (acari - muffe - epiteli - insetti - fibre tessili)	H2	12 test	88000-H2

INSETTI E VELENI

CHORUS HONEY BEE (Apis mellifera) Ape	I1	12 test	88000-I1
---	-----------	----------------	-----------------

PROFESSIONALI

CHORUS LATEX (Hevea brasiliensis) Lattice	K82	12 test	88000-K82
---	------------	----------------	------------------

LINEA CHORUS

allergia

MUFFE

CHORUS PENICILLIUM NOTATUM (<i>Penicillium chrysogenum</i> - <i>P. notatum</i>)	M1	12 test	88000-M1
CHORUS CLADOSPORIUM HERBARUM (<i>Cladosporium herbarum</i>)	M2	12 test	88000-M2
CHORUS ASPERGILLUS FUMIGATUS (<i>Aspergillus fumigatus</i>)	M3	12 test	88000-M3
CHORUS ALTERNARIA ALTERNATA (<i>Alternaria alternata</i>)	M6	12 test	88000-M6

PARASSITI

CHORUS ASCARIS (<i>Ascaris</i>)	P1	12 test	88000-P1
CHORUS ANISAKIS (<i>Anisakis</i>)	P4	12 test	88000-P4

ALBERI

CHORUS ALDER (<i>Alnus incana</i>) Ontano bianco	T2	12 test	88000-T2
CHORUS COMMON SILVER BIRCH (<i>Betula verrucosa</i>) Betulla Alba o Verrucosa	T3	12 test	88000-T3
CHORUS HAZEL (<i>Corylus avellana</i>) Nocciolo	T4	12 test	88000-T4
CHORUS OLEA EUROPEA (<i>Olea europaea</i>) Olivo	T9	12 test	88000-T9
CHORUS PLANE (<i>Platanus acerifolia</i>) Platano	T11	12 test	88000-T11
CHORUS MEDITERRANEAN CYPRESS (<i>Cupressus sempervirens</i>) Cipresso mediterraneo	T23	12 test	88000-T23

CHORUS PRIVET

(Ligustrum vulgare) Ligustro

T210 12 test 88000-T210**ERBE****CHORUS COMMON RAGWEED**

(Ambrosia artemisiifolia - A. elatior) Artemisiifolia

W1 12 test 88000-W1**CHORUS WESTERN RAGWEED**

(Ambrosia psilostachya) Ambrosia occidentale

W2 12 test 88000-W2**CHORUS WORMWOOD**

(Artemisia absinthium) Assenzio

W5 12 test 88000-W5**CHORUS MUGWORT**

(Artemisia vulgaris) Assenzio selvatico

W6 12 test 88000-W6**CHORUS MARGUERITE**

(Chrysanthemum leucanthemum) Margherita

W7 12 test 88000-W7**CHORUS DANDELION**

(Taraxacum vulgare) Dente di leone

W8 12 test 88000-W8**CHORUS PLANTAIN**

(Plantago lanceolata) Lanciuola

W9 12 test 88000-W9**CHORUS GOLDEN ROD**

(Solidago virgaurea) Verga d'oro

W12 12 test 88000-W12**CHORUS WALL PELLITORY**

(Parietaria officinalis) Erba vetriola

W19 12 test 88000-W19**CHORUS WALL PELLITORY**

(Parietaria judaica) Parietaria

W21 12 test 88000-W21**CHORUS SUNFLOWER**

(Helianthus annuus) Girasole

W204 12 test 88000-W204

LINEA CHORUS

sieri di controllo

CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81543
CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81542
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81501
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81500
CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81502
CHORUS DIPHTHERIA IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81541
CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANT. IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81506
CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANT. IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81507
CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgA CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81509
CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81508
CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81512
CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81513
CHORUS HSV 1 SCREEN CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81510
CHORUS HERPES SIMPLEX 1 IgG RECOMBINANT CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81537
CHORUS HERPES SIMPLEX 2 IgG RECOMBINANT CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81538
CHORUS MEASLES IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81517
CHORUS MUMPS IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81519

CHORUS MUMPS IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81520
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81521
CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81522
CHORUS PARVOVIRUS B19 IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81544
CHORUS PARVOVIRUS B19 IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81545
CHORUS RUBELLA IgG AVIDITY CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81524
CHORUS RUBELLA IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81523
CHORUS RUBELLA IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81525
CHORUS SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81526
CHORUS TETANUS 1 IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81540
CHORUS TOXOPLASMA IgA CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81534
CHORUS TOXOPLASMA IgG AVIDITY CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81532
CHORUS TOXOPLASMA IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81531
CHORUS TOXOPLASMA IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81533
CHORUS TREPONEMA IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81527
CHORUS TREPONEMA IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81528
CHORUS VARICELLA IgG CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81535

**LINEA
CHORUS****sieri di controllo**

CHORUS VARICELLA IgM CONTROL SERUM	2x0,4 ml	81536
---	-----------------	--------------

fissazione del complemento (CFT)**ANTIGENI SIEROLOGIA BATTERICA**

CHORUS LEPTOSPIRA MIX	12 test	85367
CHORUS LISTERIA MONOCYTOGENES	12 test	85344
CHORUS SHIGELLA FLEXNERI	12 test	85370
CHORUS YERSINIA ENTEROCOLITICA	12 test	85375

ANTIGENI NEUROTROPI

CHORUS ECHO VIRUS N MIX	12 test	85275
CHORUS CAMPYLOBACTER JEJUNI	12 test	85361

ANTIGENI PNEUMOTROPI

CHORUS ECHO VIRUS P MIX	12 test	85221
CHORUS PARAINFLUENZA MIX	12 test	85225
CHORUS REOVIRUS	12 test	85238

ANTIGENI COXSACKIE

CHORUS COXSACKIE VIRUS A MIX	12 test	85313
CHORUS COXSACKIE VIRUS B MIX	12 test	85251

sieri di controllo (CFT)

CHORUS COXSACKIE B CONTROL SERUM	0,5 ml	85903
CHORUS LEPTOSPIRA CONTROL SERUM	0,5 ml	85896
CHORUS LISTERIA MONOCYTOGENES CONTROL SERUM	0,5 ml	85875
CHORUS PARAINFLUENZA CONTROL SERUM	0,5 ml	85893
CHORUS CAMPYLOBACTER CONTROL SERUM	0,5 ml	85895
CHORUS YERSINIA CONTROL SERUM	0,5 ml	86931
CHORUS SHIGELLA CONTROL SERUM	0,5 ml	86931

malattie infettive

ToRCH

CMV SCREEN

Kit per la determinazione qualitativa delle immunoglobuline anti-Cytomegalovirus nel siero umano con metodo immunoenzimatico a competizione.

96 test**91013****CYTOMEGALOVIRUS IgG**

Kit per la determinazione qualitativa e quantitativa degli anticorpi IgG anti-Cytomegalovirus nel siero umano. Contiene calibratori liquidi pronti all'uso per il dosaggio degli anticorpi IgG anti-Cytomegalovirus con metodo ELISA. Titolati in Unità Internazionali.

96 test**91010****CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY**

Kit per la determinazione dell'avidità degli anticorpi IgG anti-Cytomegalovirus nel siero umano.

24 test**91092****CYTOMEGALOVIRUS IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Cytomegalovirus nel siero umano. Tecnica a cattura.

96 test**91011****HERPES SIMPLEX 1+2 IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Herpes simplex (tipo 1 e 2) nel siero umano.

96 test**91020****HERPES SIMPLEX 1+2 IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Herpes simplex (tipo 1 e 2) nel siero umano. Tecnica a cattura.

96 test**91021****HERPES SIMPLEX 1 IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Herpes simplex tipo 1 nel siero umano.

96 test**91027****HERPES SIMPLEX 1 IgG Recombinant**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Herpes simplex tipo 1 nel siero umano, mediante l'uso di antigeni ricombinanti.

96 test**91023****HERPES SIMPLEX 1 IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Herpes simplex tipo 1 nel siero umano. Tecnica a cattura.

96 test**91028****HERPES SIMPLEX 2 IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Herpes simplex tipo 2 nel siero umano.

96 test**91026**

HERPES SIMPLEX 2 IgG Recombinant Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Herpes simplex tipo 2 nel siero umano, mediante l'uso di antigeni ricombinanti.	96 test	91029
HERPES SIMPLEX 2 IgM Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Herpes simplex tipo 2 nel siero umano. Tecnica a cattura.	96 test	91025
TOXOPLASMA IgG Kit per la determinazione qualitativa e quantitativa degli anticorpi IgG anti-Toxoplasma gondii nel siero umano. Contiene calibratori liquidi pronti all'uso per il dosaggio degli anticorpi IgG anti-Toxoplasma gondii con metodo ELISA. Titolati in Unità Internazionali.	96 test	91040
TOXOPLASMA IgG AVIDITY Kit per la determinazione dell'avidità degli anticorpi IgG anti-Toxoplasma gondii nel siero umano.	24 test	91098
TOXOPLASMA IgA Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Toxoplasma gondii nel siero umano.	96 test	91043
TOXOPLASMA IgM Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Toxoplasma gondii nel siero umano. Tecnica a cattura.	96 test	91041
RUBELLA IgG Kit per la determinazione qualitativa e quantitativa degli anticorpi IgG anti-Rosolia nel siero umano. Contiene calibratori liquidi pronti all'uso per il dosaggio degli anticorpi IgG anti-Rosolia con metodo ELISA. Titolati in Unità Internazionali.	96 test	91030
RUBELLA IgG AVIDITY Kit per la determinazione dell'avidità degli anticorpi IgG anti-Rosolia nel siero umano.	24 test	91095
RUBELLA IgM Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Rosolia nel siero umano. Tecnica a cattura.	96 test	91031
MALATTIE INFANTILI		
MEASLES IgG Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Morbillo nel siero umano.	48 test	91072
MEASLES IgM Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Morbillo nel siero umano. Tecnica a cattura.	48 test	91073

malattie infettive

MUMPS IgG

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Parotite nel siero umano.

48 test**91075****MUMPS IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Parotite nel siero umano. Tecnica a cattura.

48 test**91076****VARICELLA IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Varicella nel siero umano.

48 test**91078****VARICELLA IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Varicella nel siero umano. Tecnica a cattura.

48 test**91079**

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT

Kit per la determinazione qualitativa delle immunoglobuline anti-Treponema pallidum (ceppo Nichols) nel siero umano, mediante l'uso di antigeni ricombinanti. Metodo immunoenzimatico.

2x96 test**91100****TREPONEMA IgG**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Treponema pallidum (ceppo Nichols) nel siero umano.

96 test**91050****TREPONEMA IgM**

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Treponema pallidum (ceppo Nichols) nel siero umano. Tecnica a cattura.

96 test**91051**

MALATTIE GASTROINTESTINALI

HELICOBACTER PYLORI IgA

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgA anti-Helicobacter pylori nel siero umano.

96 test**91062****HELICOBACTER PYLORI IgG**

Kit per la determinazione qualitativa e semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-Helicobacter pylori nel siero umano. Contiene calibratori pronti all'uso per la preparazione della curva di calibrazione in Unità Arbitrarie (AU/ml).

96 test**91060**

MONONUCLEOSI

EPSTEIN-BARR EBNA IgG

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Antigene Nucleare del virus di Epstein-Barr nel siero umano.

96 test

91057

EPSTEIN-BARR VCA IgG

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgG anti-Capside del virus di Epstein-Barr nel siero umano.

96 test

91055

EPSTEIN-BARR VCA IgM

Kit per la determinazione semiquantitativa degli anticorpi IgM anti-Capside del virus di Epstein-Barr nel siero umano.

96 test

91056

MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI

CHIKUNGUNYA IgG

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG anti-Chikungunya nel siero umano.

96 test

91133

CHIKUNGUNYA IgM

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgM anti-Chikungunya nel siero umano.

96 test

91134

TOSCANA VIRUS IgG-IgM (Sandfly Fever Virus) 48+48 test

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM anti-Toscana Virus nel siero umano.

48+48 test

91067

MALATTIE RESPIRATORIE VIRALI

SARS-CoV-2 IgG

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgG anti-SARS-CoV-2 virus

96 test

91400

SARS-CoV-2 IgM

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgM anti-SARS-CoV-2 virus

96 test

91401

SARS-CoV-2 IgA

Kit per la determinazione qualitativa degli anticorpi di classe IgA anti-SARS-CoV-2 virus

96 test

91402



LINEA **AUTO-DAT**

strumento

AUTO-DAT

Sistema analitico per indagini diagnostiche con tecnica di sieroaagglutinazione su micropiastra. AUTO-DAT consente la standardizzazione dei protocolli con l'automazione della miscelazione, dell'incubazione e dell'interpretazione dei risultati. Lo strumento è dotato di un mixer orbitale interno, due telecamere ad alta risoluzione e computer vision per l'interpretazione delle immagini delle micropiastre. Stampante termica integrata e archivio interno.

1 pz.

26001

reagenti

RPR-DAT ADVANCED	500 det.	26031
Kit per la ricerca qualitativa e semi-quantitativa delle reagine della sifilide con reattivo al carbone. Completo di controlli. Da utilizzare sullo sullo strumento AUTO-DAT (cod. 26001) con le apposite micropiastre (cod. 26006).		
TPHA-DAT ADVANCED	50 det.	26041
Kit per la determinazione semi-quantitativa di anticorpi anti-Treponema pallidum nel siero umano mediante emoagglutinazione indiretta. Completo di controlli. Da utilizzare sullo strumento AUTO-DAT con le apposite micropiastre (cod. 26004).		
WW-DAT ADVANCED*	7X100 det.	26011
Kit per la determinazione semi-quantitativa degli anticorpi agglutinanti specifici anti-Salmonella e anti-Brucella nel siero umano (reazione di Widal-Wright). Completo di controlli e di 7 sospensioni batteriche. Da utilizzare sullo strumento AUTO-DAT (cod. 26001), con le apposite micropiastre (cod. 26002).		
WW-DAT BRUCELLA POSITIVE CONTROL*	40 det.	26007
Siero di controllo da utilizzare nel test AUTO-DAT Brucella.		
WF-DAT ADVANCED*	3X60 det.	26021
Kit per la determinazione semi-quantitativa degli anticorpi agglutinanti specifici anti-Proteus nel siero umano, per la diagnosi di rickettsiosi (test di Weil-Felix). Completo di controllo positivo e di 3 sospensioni batteriche. Da utilizzare sullo strumento AUTO-DAT (cod. 26001) con le apposite micropiastre (cod. 26002).		

micropiastre

AUTO-DAT MICROPLATES WW WF*	20 pz	26002
Micropiastre breakable da 96 pozzetti. Da utilizzare con i kit WW-DAT e WF-DAT su AUTO-DAT.		
AUTO-DAT MICROPLATES RPR	20 pz	26006
Micropiastre breakable a fondo piatto da 96 pozzetti. Da utilizzare con il kit RPR-DAT su AUTO-DAT.		
AUTO-DAT MICROPLATES TPHA	20 pz	26004
Micropiastre con fondo a U da 96 pozzetti. Con copripiastra. Da utilizzare con il kit TPHA-DAT su AUTO-DAT.		

accessori

THERMAL PAPER	1 pz	10403
----------------------	-------------	--------------

* presto disponibili

DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. opera da molti anni in conformità con i maggiori standard per i sistemi di gestione qualità, garantendo tracciabilità, trasparenza, massima qualità dei suoi processi, prodotti e servizi ed operando al miglioramento continuo.

Ad oggi l'Azienda risulta certificata in accordo a UNI EN ISO 9001:2015 ed EN ISO 13485:2016, anche in ottemperanza al Programma MDSAP (Medical Device Single Audit Program). Nell'ambito di tale programma DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. ha ottenuto, a partire dal 2019, la certificazione MDSAP in accordo alle Regolamentazioni di tutti e 5 i paesi aderenti al programma: Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone e Brasile.

DIESSE ha ottenuto i certificati "EU Quality Management System Certificate (IVDR)" per prodotti di classe A sterile, B e C, rilasciati dall'Ente Notificato TÜV SÜD Product Service GmbH in accordo al Regolamento Europeo 2017/746 riguardante i Dispositivi Medici Diagnostici in Vitro.

I listini di vendita riportano se il prodotto è disponibile marcato CE in conformità al Regolamento Europeo 2017/746 (IVDR) o alla Direttiva Europea 98/79/CE.

A partire dal Giugno 2020 DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in accordo a D.L. 231/2001 e si impegna a condurre, eseguire e monitorare qualsiasi attività in accordo al suo nuovo Codice Etico.

Norma di riferimento	Numero Certificato	Validità – Data di scadenza
EN ISO 13485:2016	Q5 056726 0001	2025-05-07
ISO 13485:2016 MDSAP	Q6 056726 0005	2025-05-17
UNI EN ISO 9001:2015	50 100 5099	2025-04-16

Legge di riferimento	Numero Certificato CE	Validità – Data di scadenza
Directive 98/79/EC, Annex IV excluding (4, 6) (List A and B and devices for self-testing)	V1 056726 0002	2025-05-26
Regulation (EU) 2017/746, Annex IX Chapters I and III (class C and B excluding self-/near-patient-testing and Companion Diagnostics)	V12 056726 0006	2027-06-26
Regulation (EU) 2017/746, Annex IX Chapters I and III (class A Devices in Sterile condition)	V11 056726 0003	2027-07-18

VUOI SCOPRIRE DI PIÙ SULLE NOSTRE CERTIFICAZIONI?

Scopri le pagine dedicate sul sito [diesse.it](https://www.diesse.it)



Responsabilità sociale d'impresa

DIESSE Diagnostica Senese S.p.A. (DIESSE) si impegna a condurre, eseguire e monitorare le proprie attività in modo etico, socialmente responsabile e trasparente per garantire il rispetto e la conservazione del patrimonio ambientale, culturale e sociale a tutela della generazione presente e delle generazioni future.

I principi a cui DIESSE intende attenersi sono riportati nella politica di Responsabilità Sociale d'Impresa e sono in accordo con il suo Codice Etico ed il suo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in conformità con il D.L. 231/2001).

DIESSE infatti vuole manifestare la precisa intenzione di ispirare i propri comportamenti, non soltanto al rispetto delle leggi, dei regolamenti, ma anche al rispetto dei principi morali, che disciplinano tutti gli aspetti della civile convivenza, tutti i rapporti fra individui, società private e pubbliche e istituzioni.

Gli obiettivi che DIESSE con la sua politica intende raggiungere sono tratti dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Assemblea Generale dell'ONU.

In particolare, DIESSE focalizza il suo interesse su 5 obiettivi:



Questa nuova cultura di responsabilità e di senso civico saranno integrate nel sistema di gestione per la qualità, con lo scopo di monitorare tutti i processi aziendali promuovendone il miglioramento continuo.

È su questa base che DIESSE costruisce e sviluppa le proprie strategie e la propria competitività sul mercato.

INDICE GENERALE PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
10360	VES-MATIC 5	10
10200	VACU TEC	13
10208	VACU-TEC CUVETTE-L	13
10214	VES-TEC CUVETTE-L	13
10270	TEST DEVICE Original	12
10293	TEST DEVICE NEXT 500	11
10294	TEST DEVICE NEXT 1K	11
10296	TEST DEVICE NEXT 5K	11
10297	TEST DEVICE NEXT 10K	11
10340	VES MATIC ORIGINAL	12
10392	MINI-CUBE	10
10395	CUBE 30 TOUCH	10
10403	THERMAL PAPER	11,12, 51
10404	MINI-CUBE THERMAL PAPER	11
10430	ESR CONTROL	12
10434	ESR CONTROL	12
10435	ESR CONTROL CUBE	11
10436	ESR CONTROL CUBE	11
10438	SEDICHECK CUBE 200/80	11
10439	SEDICHECK CUBE 30	11
P20550510	LETTORE BARCODE ESTERNO LINEA VES	11
R21430440	BLUETOOTH MINI-CUBE PRINTER	11
81010	CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG	19
81011	CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgM	19
81012	CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgM CAPTURE	19
81018	CHORUS HSV 1 SCREEN	19
81019	CHORUS HSV 2 SCREEN	20
81020	CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgG	19
81021	CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgM	19
81023	CHORUS HERPES SIMPLEX 1 IgG RECOMBINANT	19
81029	CHORUS HERPES SIMPLEX 2 IgG RECOMBINANT	19
81030	CHORUS RUBELLA IgG	20

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
81031	CHORUS RUBELLA IgM	20
81033	CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgA	22
81034	CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG	22
81035	CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM	23
81036	CHORUS RESPIRATORY SYNCYTHIAL VIRUS IgG	23
81037	CHORUS RESPIRATORY SYNCYTHIAL VIRUS IgA	23
81040	CHORUS TOXOPLASMA IgG	20
81041	CHORUS TOXOPLASMA IgM	20
81042	CHORUS TOXOPLASMA IgM CAPTURE	20
81043	CHORUS TOXOPLASMA IgA	20
81044	CHORUS TOXOPLASMA IgA CAPTURE	20
81046	CHORUS BORRELIA IgG	27
81047	CHORUS BORRELIA IgM	27
81048	CHORUS BORRELIA IgG CSF	27
81050	CHORUS TREPONEMA IgG	24
81051	CHORUS TREPONEMA IgM	24
81054	CHORUS EPSTEIN-BARR VCA IgM II	25
81055	CHORUS EPSTEIN-BARR VCA IgG	25
81057	CHORUS EPSTEIN-BARR EBNA IgG	25
81058	CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG	25
81059	CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM	25
81060	CHORUS HELICOBACTER PYLORY IgG	25
81062	CHORUS HELICOBACTER PYLORY IgA	25
81063	CHORUS HELICOBACTER PYLORY Ag	29
81067	CHORUS TOSCANA VIRUS IgG	27
81068	CHORUS TOSCANA VIRUS IgM	27
81072	CHORUS MEASLES IgG	21
81073	CHORUS MEASLES IgM	21
81075	CHORUS MUMPS IgG	21
81076	CHORUS MUMPS IgM	21
81078	CHORUS VARICELLA IgG	21
81079	CHORUS VARICELLA IgM	21

INDICE GENERALE PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
81090	CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG	22
81091	CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG	22
81092	CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY	19
81093	CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM	22
81095	CHORUS RUBELLA IgG AVIDITY	20
81098	CHORUS TOXOPLASMA IgG AVIDITY	20
81100	CHORUS SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT	24
81133	CHORUS CHIKUNGUNYA IgG	26
81134	CHORUS CHIKUNGUNYA IgM	26
81150	CHORUS PARVOVIRUS B19 IgG	21
81152	CHORUS PARVOVIRUS B19 IgM	21
81154	CHORUS DENGUE IgG	26
81155	CHORUS DENGUE NS1 - RUO	26
81157	CHORUS DENGUE IgM Capture	26
81158	CHORUS ZIKA IgG	26
81159	CHORUS ZIKA NS1 - RUO	26
81161	CHORUS ZIKA IgM Capture	26
81164	CHORUS BRUCELLA IgG	27
81166	CHORUS BRUCELLA IgM	27
81168	CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE GDH	28
81170	CHORUS CLOSTRIDIUM DIFFICILE A/B	28
81171	CHORUS Q FEVER FASE II IgG	27
81172	CHORUS Q FEVER FASE II IgM	27
81174	CHORUS WEST NILE VIRUS IgM	26
81176	CHORUS WEST NILE VIRUS IgG	26
81178	CHORUS Aspergillus galactomannan Ag	25
81190	CHORUS INFLUENZA A IgG	23
81192	CHORUS INFLUENZA A IgA	23
81193	CHORUS INFLUENZA B IgG	23
81195	CHORUS INFLUENZA B IgA	23
81196	CHORUS ADENOVIRUS IgG	23
81198	CHORUS ADENOVIRUS IgA	23

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
81200	CHORUS TRIO	16
81210	CHORUS AUTOSAMPLER PER RAS	17
81215	AUTOSAMPLER UPGRADE KIT PER TRIO	17
81220	CHORUS TRIO RAS	16
81250	CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgG	22
81251	CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgM	22
81252	CHORUS CHLAMYDOPHILA PNEUMONIAE IgA	22
81261	CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG	24
81262	CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA	24
81264	CHORUS POLIOVIRUS IgG	21
81266	CHORUS DIPHTHERIA IgG	21
81270	CHORUS TETANUS IgG	21
81272	CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN IgG	22
81274	CHORUS BORDETELLA PERTUSSIS TOXIN IgA	22
81276	CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS IgG	27
81277	CHORUS TICK-BORNE ENCEPHALITIS IgM	28
81280	CHORUS TOXOCARA IgG	28
81284	CHORUS ECHINOCOCCUS IgG	27
81301	CHORUS Legionella Urinary Antigen	29
81400	CHORUS SARS-CoV-2 IgG	23
81401	CHORUS SARS-CoV-2 IgM	24
81402	CHORUS SARS-CoV-2 IgA	23
81406	CHORUS SARS-CoV-2 Screen Serum	24
81408	CHORUS SARS-CoV-2 "NEUTRALIZING" Ab	24
81410	CHORUS SARS-CoV-2 Antigen	24
81412	CHORUS suPAR	24
81414	CHORUS suPAR Extended	28
81500	CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG CONTROL SERUM	42
81501	CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY CONTROL SERUM	42
81502	CHORUS CYTOMEGALOVIRUS IgM CONTROL SERUM	42
81506	CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANT. IgG CONTROL SERUM	42
81507	CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANT. IgM CONTROL SERUM	42

INDICE GENERALE PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
81508	CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgG CONTROL SERUM	42
81509	CHORUS HELICOBACTER PYLORI IgA CONTROL SERUM	42
81510	CHORUS HSV 1 SCREEN CONTROL SERUM	42
81512	CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgG CONTROL SERUM	42
81513	CHORUS HERPES SIMPLEX 1+2 IgM CONTROL SERUM	42
81517	CHORUS MEASLES IgG CONTROL SERUM	43
81519	CHORUS MUMPS IgG CONTROL SERUM	43
81520	CHORUS MUMPS IgM CONTROL SERUM	43
81521	CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG CONTROL SERUM	43
81522	CHORUS MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM CONTROL SERUM	43
81523	CHORUS RUBELLA IgG CONTROL SERUM	43
81524	CHORUS RUBELLA IgG AVIDITY CONTROL SERUM	43
81525	CHORUS RUBELLA IgM CONTROL SERUM	43
81526	CHORUS SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT CONTROL SERUM	43
81527	CHORUS TREPONEMA IgG CONTROL SERUM	44
81528	CHORUS TREPONEMA IgM CONTROL SERUM	44
81531	CHORUS TOXOPLASMA IgG CONTROL SERUM	43
81532	CHORUS TOXOPLASMA IgG AVIDITY CONTROL SERUM	43
81533	CHORUS TOXOPLASMA IgM CONTROL SERUM	43
81534	CHORUS TOXOPLASMA IgA CONTROL SERUM	43
81535	CHORUS VARICELLA IgG CONTROL SERUM	44
81536	CHORUS VARICELLA IgM CONTROL SERUM	44
81537	CHORUS HERPES SIMPLEX 1 IgG RECOMBINANT CONTROL SERUM	43
81539	CHORUS HERPES SIMPLEX 2 IgG RECOMBINANT CONTROL SERUM	43
81540	CHORUS TETANUS IgG CONTROL SERUM	43
81541	CHORUS DIPHTERIA IgG CONTROL SERUM	42
81542	CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgG CONTROL SERUM	42
81543	CHORUS CHLAMYDIA TRACHOMATIS IgA CONTROL SERUM	42
81544	CHORUS PARVOVIRUS B19 IgG CONTROL SERUM	43
81545	CHORUS PARVOVIRUS B19 IgM CONTROL SERUM	43
83600	CHORUS EXPANDER UPGRADE KIT	17
83604	SANITIZING SOLUTION	18

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
83606	WASHING BUFFER	18
83607	CHORUS NEGATIVE CONTROL/SAMPLE DILUENT	18
83609	CLEANING SOLUTION 2000	18
83610	THERMAL PAPER	17
83611	TIPS PER CHORUS AUTOSAMPLER	17
85221	CHORUS ECHO VIRUS P MIX	44
85225	CHORUS PARAINFLUENZA MIX	44
85234	CHORUS REO VIRUS	44
85251	CHORUS COXSACKIE VIRUS B MIX	45
85275	CHORUS ECHO VIRUS N MIX	44
85313	CHORUS COXSACKIE VIRUS A MIX	45
85344	CHORUS LISTERIA MONOCYTOGENES	44
85361	CHORUS CAMPYLOBACTER JEJUNI	44
85367	CHORUS LEPTOSPIRA MIX	44
85370	CHORUS SHIGELLA FLEXNERI	44
85375	CHORUS YERSINIA ENTEROCOLITICA	44
85875	CHORUS LISTERIA MONOCYTOGENES CONTROL SERUM	45
85893	CHORUS PARAINFLUENZA CONTROL SERUM	45
85895	CHORUS CAMPYLOBACTER CONTROL SERUM	45
85896	CHORUS LEPTOSPIRA CONTROL SERUM	45
85903	CHORUS COXSACKIE B CONTROL SERUM	45
85931	CHORUS YERSINIA CONTROL SERUM	45
85932	CHORUS SHIGELLA CONTROL SERUM	45
86004	WASHING BUFFER AUTOIMMUNITY	18
86010	CHORUS ANA-8	29
86012	CHORUS ENA-6 S	30
86014	CHORUS ANA-SCREEN	29
86016	CHORUS SM	30
86018	CHORUS SS-A	30
86024	CHORUS SSB	30
86026	CHORUS ScI-70	30
86028	CHORUS Cenp-B	29

INDICE GENERALE PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
86030	CHORUS Jo-1	30
86032	CHORUS dsDNA-G	29
86034	CHORUS dsDNA-M	30
86038	CHORUS RF-G	30
86040	CHORUS RF-M	30
86046	CHORUS CARDIOLIPIN-G	31
86048	CHORUS CARDIOLIPIN-M	31
86050	CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-G	31
86052	CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-M	31
86054	CHORUS GLIADIN-A	33
86056	CHORUS GLIADIN-G	33
86058	CHORUS tTg-A	33
86060	CHORUS tTg-G	33
86062	CHORUS ASCA-A	32
86064	CHORUS ASCA-G	32
86066	CHORUS PR3	32
86068	CHORUS MPO	32
86070	CHORUS GBM	32
86072	CHORUS a-TG	31
86074	CHORUS a-TPO	31
86076	CHORUS TG	35
86080	CHORUS LKM-1	32
86084	CHORUS AMA-M2	32
86088	CHORUS U1-70 RNP	31
86090	CHORUS INTRINSIC FACTOR	33
86092	CHORUS SN RNP-C	30
86094	CHORUS ANTI-CCP	29
86098	CHORUS DEAMIDATED GLIADIN-A	33
86100	CHORUS DEAMIDATED GLIADIN-G	33
86106	CHORUS PHOSPHOLIPID SCREEN IgG	31
86108	CHORUS PHOSPHOLIPID SCREEN IgM	32
86110	CHORUS TG EXTENDED RANGE	35

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
86112	CHORUS TRAb	31
86400	CHORUS VIT B12	35
86402	CHORUS FOLATE	35
86500	VITAMIN EXTRACTION	35
86510	CHORUS FSH	35
86512	CHORUS LH	35
86514	CHORUS PROLACTIN	35
86516	CHORUS TSH	34
86518	CHORUS FT3	34
86520	CHORUS FT4	34
86550	CHORUS PSA	35
86600	CHORUS CALPROTECTIN	28
86601	CHORUS CALPROTECTIN K	28
86602	CHORUS COPROCOLLECT	28
86603	CALPROTECTIN 3RD GENERATION	28
86700	CHORUS Promonitor INFLIXIMAB	33
86701	CHORUS Promonitor ANTI-INFLIXIMAB	33
86702	CHORUS Promonitor ADALIMUMAB	33
86703	CHORUS Promonitor ANTI-ADALIMUMAB	34
86710	CHORUS Promonitor VEDOLIZUMAB (NEW)	34
86711	CHORUS Promonitor ANTI-VEDOLIZUMAB	34
86712	CHORUS Promonitor USTEKINUMAB (NEW)	34
86713	CHORUS Promonitor ANTI-USTEKINUMAB (NEW)	34
86900	CHORUS 25OH VITAMIN D TOTAL	29
88000	CHORUS TOTAL IgE	35
91010	CYTOMEGALOVIRUS IgG	46
91011	CYTOMEGALOVIRUS IgM	46
91013	CMV SCREEN	46
91020	HERPES SIMPLEX 1+2 IgG	46
91021	HERPES SIMPLEX 1+2 IgM	46
91023	HERPES SIMPLEX 1 IgG RECOMBINANT	46
91025	HERPES SIMPLEX 2 IgM	47

INDICE GENERALE PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
91026	HERPES SIMPLEX 2 IgG	46
91027	HERPES SIMPLEX 1 IgG	46
91028	HERPES SIMPLEX 1 IgM	46
91029	HERPES SIMPLEX 2 IgG RECOMBINANT	46
91030	RUBELLA IgG	47
91031	RUBELLA IGM	47
91040	TOXOPLASMA IgG	47
91041	TOXOPLASMA IgM	47
91043	TOXOPLASMA IgA	47
91050	TREPONEMA IgG	48
91051	TREPONEMA IgM	48
91055	EPSTEIN-BARR VCA IgG	49
91056	EPSTEIN-BARR VCA IgM	49
91057	EPSTEIN-BARR EBNA IgG	49
91060	HELICOBACTER PYLORI IgG	48
91062	HELICOBACTER PYLORI IgA	48
91067	TOSCANA VIRUS IgG/IgM	49
91072	MEASLES IgG	47
91073	MEASLES IgM	47
91075	MUMPS IgG	47
91076	MUMPS IgM	48
91078	VARICELLA IgG	48
91079	VARICELLA IgM	48
91092	CYTOMEGALOVIRUS IgG AVIDITY	46
91095	RUBELLA IgG AVIDITY	47
91098	TOXOPLASMA IgG AVIDITY	47
91100	SYPHILIS SCREEN RECOMBINANT	48
91133	CHIKUNGUNYA IgG	49
91134	CHIKUNGUNYA IgM	49
91400	SARS-CoV-2 IgG	49
91401	SARS-CoV-2 IgM	49
91402	SARS-CoV-2 IgA	49

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
30007330	VM5 TROLLEY	11
10200/W	VACU-TEC DOUBLE LABEL	13
10201/A	VES TEC	13
81036/12	CHORUS RESPIRATORY SYNCYTHIAL VIRUS IgG	23
81037/12	CHORUS RESPIRATORY SYNCYTHIAL VIRUS IgA	23
81043/12	CHORUS TOXOPLASMA IgA	20
81050/12	CHORUS TREPONEMA IgG	24
81051/12	CHORUS TREPONEMA IgM	24
81058/12	CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgG	25
81059/12	CHORUS EPSTEIN-BARR EARLY ANTIGEN IgM	25
81067/12	CHORUS TOSCANA VIRUS IgG	27
81068/12	CHORUS TOSCANA VIRUS IgM	27
81073/12	CHORUS MEASLES IgM	21
81076/12	CHORUS MUMPS IgM	21
81079/12	CHORUS VARICELLA IgM	21
81090/12	CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1-6 IgG	22
81091/12	CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA 1 IgG	22
81093/12	CHORUS LEGIONELLA PNEUMOPHILA IgM	22
81190/12	CHORUS INFLUENZA A IgG	23
81192/12	CHORUS INFLUENZA A IgA	23
81193/12	CHORUS INFLUENZA B IgG	23
81195/12	CHORUS INFLUENZA B IgA	23
81196/12	CHORUS ADENOVIRUS IgG	23
81198/12	CHORUS ADENOVIRUS IgA	23
81264/12	CHORUS POLIOVIRUS IgG	21
81266/12	CHORUS DIPHTHERIA IgG	21
81270/12	CHORUS TETANUS IgG	21
86010/12	CHORUS ANA-8	29
86012/12	CHORUS ENA-6 S	30
86014/12	CHORUS ANA-SCREEN	29
86016/12	CHORUS SM	30
86018/12	CHORUS SS-A	30

INDICE GENERALE PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
86024/12	CHORUS SS-B	30
86026/12	CHORUS Scl-70	30
86028/12	CHORUS Cenp-B	29
86030/12	CHORUS Jo-1	30
86032/12	CHORUS dsDNA-G	29
86034/12	CHORUS dsDNA-M	30
86038/12	CHORUS RF-G	30
86040/12	CHORUS RF-M	30
86046/12	CHORUS CARDIOLIPIN-G	31
86048/12	CHORUS CARDIOLIPIN-M	31
86050/12	CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-G	31
86052/12	CHORUS BETA 2-GLYCOPROTEIN-M	31
86054/12	CHORUS GLIADIN-A	33
86056/12	CHORUS GLIADIN-G	33
86058/12	CHORUS tTg-A	33
86060/12	CHORUS tTg-G	33
86062/12	CHORUS ASCA-A	32
86064/12	CHORUS ASCA-G	32
86066/12	CHORUS PR3	32
86068/12	CHORUS MPO	32
86070/12	CHORUS GBM	32
86072/12	CHORUS a-TG	31
86074/12	CHORUS a-TPO	31
86076/12	CHORUS TG	35
86080/12	CHORUS LKM-1	32
86084/12	CHORUS AMA-M2	32
86088/12	CHORUS U1-70 RNP	31
86090/12	CHORUS INTRINSIC FACTOR	33
86092/12	CHORUS SN RNP-C	30
86094/12	CHORUS ANTI-CCP	29
86098/12	CHORUS DEAMIDATED GLIADIN-A	33

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
86100/12	CHORUS DEAMIDATED GLIADIN-G	33
86600/C03	CHORUS CALPROTECTIN	28
88000-D1	CHORUS DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS	36
88000-D2	CHORUS DERMATOPHAGOIDES FARINAE	36
88000-D70	CHORUS ACARUS SIRO	36
88000-E1	CHORUS CAT EPITHELIUM	36
88000-E2	CHORUS DOG EPITHELIUM	36
88000-E204	CHORUS nBos d 6 BSA, Cow	36
88000-E3	CHORUS HORSE DANDER	36
88000-E5	CHORUS DOG DANDER	36
88000-F1	CHORUS EGG WHITE	36
88000-F105	CHORUS CHOCOLATE	38
88000-F12	CHORUS PEA	37
88000-F13	CHORUS PEANUT	37
88000-F14	CHORUS SOYA BEAN	37
88000-F15	CHORUS WHITE BEAN	37
88000-F17	CHORUS HAZELNUT	37
88000-F2	CHORUS COW MILK	36
88000-F20	CHORUS ALMOND	37
88000-F23	CHORUS CRAB	37
88000-F237	CHORUS APRICOT	38
88000-F24	CHORUS SHRIMP	37
88000-F25	CHORUS TOMATO	37
88000-F3	CHORUS COD	36
88000-F302	CHORUS TANGERINE	38
88000-F31	CHORUS CARROT	37
88000-F35	CHORUS POTATO	37
88000-F4	CHORUS WHEAT FLOUR	36
88000-F44	CHORUS STRAWBERRY	37
88000-F45	CHORUS YEAST	37
88000-F48	CHORUS ONION	38

INDICE GENERALE PRODOTTI

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
88000-F49	CHORUS APPLE	38
88000-F5	CHORUS RYE	36
88000-F64	CHORUS CRESS	38
88000-F75	CHORUS EGG YOLK	38
88000-F76	CHORUS ALPHA-LACTALBUMIN	38
88000-F77	CHORUS BETA-LACTOGLOBULIN	38
88000-F78	CHORUS CASEIN	38
88000-F79	CHORUS GLUTEN	38
88000-F8	CHORUS MAIZE	37
88000-F83	CHORUS CHICKEN MEAT	38
88000-F85	CHORUS CELERY	38
88000-F9	CHORUS RICE	37
88000-F93	CHORUS CACAO	38
88000-F95	CHORUS PEACH	38
88000-G1	CHORUS SWEET VERNAL GRASS	39
88000-G12	CHORUS CULTIVATED RYE	39
88000-G2	CHORUS BERMUDA GRASS	39
88000-G3	CHORUS COCKSFOOT	39
88000-G4	CHORUS MEADOW FESCUE	39
88000-G5	CHORUS RYE-GRASS	39
88000-G6	CHORUS TIMOTHY GRASS	39
88000-G8	CHORUS MEADOW GRASS	39
88000-H1	CHORUS HOUSE DUST- GREER LABS INC.	39
88000-H2	CHORUS HOUSE DUST HOLLISTER-STIER LABS	39
88000-I1	CHORUS HONEY BEE	39
88000-K82	CHORUS LATEX	39
88000-M1	CHORUS PENICILLIUM NOTATUM	40
88000-M2	CHORUS CLADOSPORIUM HERBARUM	40
88000-M3	CHORUS ASPERGILLUS FUMIGATUS	40
88000-M6	CHORUS ALTERNARIA ALTERNATA	40
88000-P1	CHORUS ASCARIS	40

CODICE	DESCRIZIONE	PAG.
88000-P4	CHORUS ANISAKIS	40
88000-T11	CHORUS PLANE	40
88000-T2	CHORUS ALDER	40
88000-T210	CHORUS PRIVET	41
88000-T23	CHORUS MEDITERRANEAN CYPRESS	40
88000-T3	CHORUS COMMON SILVER BIRCH	40
88000-T4	CHORUS HAZEL	40
88000-T9	CHORUS OLEA EUROPEA	40
88000-W1	CHORUS COMMON RAGWEED	41
88000-W12	CHORUS GOLDEN ROD	41
88000-W19	CHORUS WALL PELLITORY W19	41
88000-W2	CHORUS WESTERN RAGWEED	41
88000-W204	CHORUS SUNFLOWER	41
88000-W21	CHORUS WALL PELLITORY W21	41
88000-W5	CHORUS WORMWOOD	41
88000-W6	CHORUS MUGWORT	41
88000-W7	CHORUS MARGUERITE	41
88000-W8	CHORUS DANDELION	41
88000-W9	CHORUS PLAINTAIN	41
26001	AUTO-DAT	50
26002	AUTO-DAT MICROPLATES WW WF	51
26004	AUTO-DAT MICROPLATES TPHA	51
26006	AUTO-DAT MICROPLATES RPR	51
26007	WW-DAT BRUCELLA POSITIVE CONTROL	51
26011	WW-DAT ADVANCED	51
26021	WF-DAT ADVANCED	51
26031	RPR-DAT ADVANCED	51
26041	TPHA-DAT ADVANCED	51

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

VALIDITÀ
01 marzo 2024

DISPOSIZIONI GENERALI

(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra Diesse Diagnostica Senese S.p.A. (il "Venditore") e l'acquirente (l'"Acquirente") per la fornitura dei prodotti del Venditore (i "Prodotti").

(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le operazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola operazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.

(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente.

PREZZI

(a) I prezzi dei Prodotti (i Prezzi) sono indicati nel listino allegato alle Condizioni Generali di Vendita; i prezzi dei Prodotti non presenti nel listino saranno comunicati su richiesta dell'Acquirente. Il Venditore si riserva la facoltà di apportare ai Prezzi le variazioni che si rendessero necessarie.

(b) I Prezzi non sono comprensivi di I.V.A., che dovrà essere corrisposta, secondo le norme di volta in volta vigenti, al momento del pagamento dei Prodotti in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.

(c) Qualora le forniture dei Prodotti prevedano servizi e prestazioni aggiuntivi, ai Prezzi saranno apportate le necessarie variazioni previo accordo scritto tra il Venditore e l'Acquirente.

PAGAMENTO

(a) Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità ivi specificate dal Venditore. Il mancato, o ritardato pagamento alla scadenza indicata sulla fattura determinerà l'automatica messa in mora dell'acquirente, ai sensi del comma 2 punto 3) art. 1219 del Codice Civile e D. Lgs n. 231/2002, e il conseguente addebito degli interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto del Venditore al pagamento. Il Venditore – in caso di mancato o ritardato pagamento - si riserva altresì di sospendere eventuali ordini di beni e/o servizi ricevuti dall'acquirente, senza eccezione alcuna.

PORTO E SPEDIZIONI

(a) I rischi derivanti dal trasporto dei Prodotti sono a carico dell'Acquirente.

(b) Le spese di trasporto relative ad ordini superiori ad € 250,00 (I.V.A. esclusa) saranno a carico del Venditore; gli ordini inferiori a € 250,00 (IVA esclusa) comporteranno l'addebito all'Acquirente dell'importo di € 25,00 (IVA esclusa) quale concorso alle spese di trasporto e gestione dell'ordine.

(c) Se richieste dall'Acquirente, le consegne frazionate saranno gravate dal concorso spese per ogni spedizione in base a quanto previsto al punto (b)

(d). Eventuali frazionamenti operati dal Venditore non comporteranno alcun addebito per l'Acquirente.

RECLAMI E SOSTITUZIONI

(a) Al momento della presa in consegna dei Prodotti, l'Acquirente dovrà immediatamente:

- i. verificare le quantità e l'imballaggio dei Prodotti;
- ii. effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nell'ordine.

(b) Ogni difformità e/o anomalia dei colli e/o dei Prodotti dovrà essere riportata sul documento di trasporto tramite apposizione di specifica riserva, congiuntamente alla firma, da parte dell'Acquirente, specificando il tipo di anomalia riscontrata (es. per colli mancanti, per collo rotto, per collo manomesso, ecc.).

(c) Eventuali reclami dovranno essere comunicati al Venditore per iscritto, entro otto giorni dalla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente, allegando copia del documento di trasporto sul quale la riserva è stata apposta.

(d) Trascorso tale termine, i Prodotti si intenderanno accettati dall'Acquirente, con decadenza di ogni diritto, pretesa e/o azione al riguardo per il medesimo.

(e) A seguito dei reclami tempestivamente proposti, previa verifica da parte del Venditore della fondatezza dei medesimi, il Venditore provvederà alla sostituzione dei Prodotti cui il reclamo si riferisce o, alternativamente (ed a suo insindacabile giudizio), all'accredito dell'importo corrispondente al prezzo di acquisto dei medesimi, previa restituzione dei Prodotti oggetto di reclamo autorizzata dal Venditore.

RESI

(a) Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell'Acquirente.

(b) Resi non autorizzati saranno reinviati all'Acquirente con relativo addebito dei costi di spedizione.

(c) I reagenti scaduti successivamente alla presa in consegna dei Prodotti da parte dell'Acquirente non verranno sostituiti.

GARANZIA

(a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.

(b) La strumentazione è garantita per la durata di dodici mesi dalla fatturazione.

(c) L'operare della garanzia è subordinato:

- i. alla conformità, secondo le norme vigenti, dell'impianto di alimentazione elettrica utilizzato per la strumentazione;
- ii. all'utilizzo di reagenti, controlli e materiale di consumo in conformità alle specifiche tecniche indicate dal Venditore e aventi le qualità garantite dal Venditore;
- iii. all'osservanza delle prescrizioni tecniche per l'uso e per la manutenzione dei Prodotti riportate sulle "Istruzioni d'Uso"

predisposte dal Venditore.

(d) La garanzia non opera in caso di guasti dovuti a manomissioni e/o inosservanza delle "Istruzioni d'Uso", in caso di utilizzo improprio dei Prodotti e/o di conservazione impropria dei medesimi secondo quanto stabilito al successivo paragrafo.

(e) Durante il periodo di garanzia, il Venditore provvederà a sostituire unicamente le componenti che dovessero manifestare difetti di costruzione o di funzionamento.

CLAUSOLE DI SICUREZZA E RESPONSABILITA'

(a) I Prodotti devono essere utilizzati esclusivamente per analisi di diagnostica in vitro (IVD) da personale qualificato e opportunamente formato.

(b) Il Venditore non sarà responsabile per i danni a persone e/o cose derivanti dell'utilizzo errato e/o dalla conservazione impropria dei prodotti forniti.

(c) Il Venditore non sarà responsabile del malfunzionamento della strumentazione collegata ad impianti elettrici non conformi alle norme vigenti di sicurezza.

REGOLAMENTO 2017/746 (EX ART. 10)

(a) DIESSE, in qualità di Produttore, assolve agli obblighi di legge previsti dalle Normative vigenti (Regolamento 2017/746 (ex Art. 10) e Regolamento 2022/112).

(b) Il rivenditore, stante la sua condizione di operatore economico coinvolto nella catena di distribuzione, si impegna ad ottemperare a quanto previsto dalle stesse Normative

IMPEGNO DI FORNITURA

(a) L'impegno di fornitura si intende sempre nei limiti della disponibilità, anche nel caso in cui i Prodotti vengano prenotati ed eventualmente pagati in anticipo.

FORZA MAGGIORE

(a) Il Venditore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata consegna dei Prodotti e/o dell'inadempimento, totale o parziale, di qualsiasi obbligazione contrattuale nei casi in cui questa sia dovuta a cause di forza maggiore e/o comunque a circostanze estranee alla volontà del Venditore (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, sommosse, guerre, incendi, epidemie, inondazioni, terremoti, interruzione dei trasporti).

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS 231/2001 E CODICE ETICO

DIESSE dichiara di aver adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs 231/2001 ed un codice etico consultabili al seguente link: <https://www.diesse.it/it/azienda/>

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali dell'Acquirente saranno trattati dal Venditore conformemente a quanto previsto dalla normativa europea attualmente in vigore in materia di protezione dei dati personali e come riportato nella policy aziendale relativa alla privacy consultabile sul sito www.diesse.it

FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al rapporto commerciale tra il Venditore e l'Acquirente sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Siena.

COMPRESIONE ED ACCETTAZIONE

L' Acquirente dichiara di aver letto le presenti Condizioni Generali di Vendita in tutte le loro parti, di comprenderle e di accettare tutte le clausole ivi contenute ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Valido dal
01 Marzo 2024

Condizioni di vendita aggiornate il
01 Marzo 2023

DIESSE
DIESSE

www.diesse.it