



DIESE DIAGNOSTICA SENESE SpA53035 Monteriggioni (SI) – Italia – Strada dei Laghi 39
Tel. +39 0577319554 FAX +39 0577319020

Sede Legale e Amministrazione

20144 Milano (Italy) Via A. Solari 19 sc. 6

CERTIFICATO DI CONTROLLO QUALITÀ/QUALITY CONTROL CERTIFICATE**PRODOTTO/PRODUCT** ESR CONTROL**REF:** 10430 (4x9 ml)
10434 (2x9 ml)**REAGENTI/REAGENTS**

	Kit	Level 1	Level 2
Lot:	067	850	850
	2022-12	2022-12	2022-12
	2024-06	2024-06	2024-06

RISULTATI/RESULTS

	Level 1		Level 2		Temp.
	Risultato/ Result	Range	Risultato/ Result	Range	
MINI-VES	6	1-14	87	62-112	OFF
VES-Matic Easy	3	1-13	70	45-95	ON
VES-Matic 10	4	1-14	81	56-106	ON
VES-Matic 20	5	1-14	77	52-102	ON
VES-Matic 30	2	1-12	84	59-109	ON
VES-Matic 60	5	1-14	85	60-110	ON
VES-Matic 30 "Fast method"	22	4-40	106	81-131	ON
VES-Matic Original	2	1-12	95	70-120	ON

Data/Date10/02/2023**Testato da/Tested by:**
Katia Tanzini**Approvato da/Approved by:**
Alessandra Cianchi (Responsabile CQ/QC Head)