



**DIESE Diagnostica Senese Spa**  
Sede Legale e Amm.ne: 20144 Milano – Via A. Solari, 19 - Italy  
Tel.: +39 02 48.59.121 r.a. - Fax: +39 02 48.12.117  
Capitale Sociale: euro 3.021.563  
C.C.I.A.A. N°Rea 1045219 - Registro Impr. Milano: 05871140157  
Partita IVA e Codice Fiscale N°05871140157  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Duomoddiag S.r.l  
[www.diesse.it](http://www.diesse.it)

IO-09-365

Chapter V

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**CODE      PRODUCT NAME      LOT      EXPIRY DATE      PREP DATE**

**10438      SediCheck Cube 200/80 4 x 3 ml      031      2025-02      2024-02**

<b>Level I (NORMAL Level) lot 007</b>	<b>Test conditions</b>	<b>VES 1<sup>st</sup> hour</b>	<b>Range of acceptability</b>
VES-MATIC CUBE 80/200	Temperature OFF	<b>5</b>	<b>1-14</b>
Ves Matic 5	Temperature ON		

<b>Level II (ABNORMAL Level) lot 007</b>	<b>Test conditions</b>	<b>VES 1<sup>st</sup> hour</b>	<b>Range of acceptability</b>
VES-MATIC CUBE 80/200	Temperature OFF	<b>77</b>	<b>49-116</b>
Ves Matic 5	Temperature ON		

Date: 30/04/2024

Signature (Head Quality Control)